

VELKÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOb A PŘEDVÁDĚCÍCH PŘÍSTROJŮ

082019

Pultový hlubokomrazicí box -86 °C, ULT C75

69 990 Kč

- Vnitřní objem 74 litrů
- Teplotní rozsah -60 °C až -86 °C při teplotě okolí +28 °C
- Regulační a kontrolní systém XR30CX
- Přesnost $\pm 0,1$ °C
- Velmi tichý chod do 53 dB
- Jednokompresorový systém
- Vnitřní rozměry: š × h × v 390 × 390 × 465 mm
- Vnější rozměry: š × h × v 550 × 645 × 895 mm (935 mm s kolečky)
- Uzamykání boxu



Uvedené ceny jsou bez DPH. Platí do vyprodání zásob.

PULTOVÝ DVOUKOMPRESOROVÝ HLUBOKOMRAZÍČÍ BOX -86 °C O OBJEMU 101 L

Malý laboratorní pultový hlubokomrazíčí box -86 °C s objemem 101 l. VIP vakuová technologie izolace stěn zaručuje výtečnou izolační schopnost při velmi malých rozměrech.

- Hlubokomrazíčí zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty
- Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn
- Dvoustupňový chladič systém CFC Free (netoxické, neexplozivní)
- VIP panel – izolace stěn pomocí vakua
- Vnitřní objem 101 litrů
- Pultové provedení s vnitřními izolačními panely
- Teplotní rozsah -40 °C až -90 °C
- Doporučený rozsah pracovních teplot -50 °C až -86 °C
- Přesnost $\pm 0,1$ °C
- Vnější rozměry š x h x v: 769 x 825 x 1120 mm
- Vnitřní rozměry š x h x v: 470 x 450 x 480 mm
- Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřimrzání a snadného otevření
- Čistá hmotnost: 138 kg



název produktu

**POUZE
74 990 Kč**

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
Haier DW-86W100	Hlubokomrazíčí box -86 °C	109 990,-	74 990,-

CHLAZENÝ INKUBÁTOR O OBJEMU 182 L

- Výkonný cirkulační systém zajišťuje špičkovou teplotní uniformitu
- Automatický odmrazovací systém
- Ideální pro mrazení, inkubaci, sušení a dlouhodobé uchovávání vzorků
- Plné dveře
- Digitální nastavení času a teploty
- Objem 182 l
- Integrované 2 elektrické zásuvky
- Teplotní rozmezí od +2 °C až +50 °C
- Mikroprocesorové PID řízení s LCD displejem
- Nastavení teploty po 0,1 °C
- Přesnost $\pm 0,1$ °C
- Boční průchodka 40 mm
- 2 kusy drátěných polic



název produktu

**POUZE
32 990 Kč**

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
Equitec ERI 180 DB0	Chlazený inkubátor 182 l	44 990,-	32 990,-

NECHLAZENÝ INKUBÁTOR O OBJEMU 55 L

- Špičkový inkubátor s PID mikroprocesorovým ovládním
- Digitální nastavení času a teploty
- Varianta s přirozenou cirkulací
- Objem 55 l
- Teplotní rozmezí okolí: +5 °C až +100 °C
- Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
- Nastavení teploty po 0,1 °C
- Přesnost $\pm 0,1$ °C
- Přenos dat přes USB



název produktu

**POUZE
18 990 Kč**

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
Nuve EN 055 N-Prime	Nechlazený inkubátor 55 l	29 100,-	18 990,-

GENETOUCH GRADIENTOVÝ CYKLÉR S VYMĚNITELNÝM BLOKEM 96 × 0,2 ML

- Extra velký, barevný, dotykový LCD displej
- Velmi rychlý nárůst teploty a chlazení 4 °C/s
- Včetně gradientového bloku 96 × 0,2 ml
- Rozhraní USB, LAN
- Možnost uložení více jak 250 programů
- Lineární gradient 1–30 °C
- Teplotní rozsah 4,0 °C–99,9 °C
- Vyhřívavé víko nastavitelné v rozmezí 30–110 °C
- Nastavení teploty po 0,1 °C
- Teplotní uniformita je ±0,2 °C
- Váha 10 kg

**POUZE
64 990 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
Bioer TC-EA	GeneTouch termocyklér	98 900,-	64 990,-

GALAXY XP CYKLÉR S VYMĚNITELNÝM DUÁLNÍM BLOKEM 30 × 0,5 ML + 30 × 0,5 ML NEBO S BLOKEM 4 × IN SITU SKLÍČKA

- Velmi přehledný, barevný, LCD displej
- Velmi rychlý nárůst teploty 4 °C/s a chlazení 3 °C/s
- Včetně vybraného bloku
- Rozhraní RS232/USB
- Možnost uložení více jak 99 programů
- Lineární gradient 1–30 °C (pouze s blokem 96 × 0,2 ml)
- Teplotní rozsah 4,0–99,9 °C
- Vyhřívavé víko nastavitelné v rozmezí 30–110 °C
- Nastavení teploty po 0,1 °C
- Teplotní uniformita je ±0,3 °C
- Váha 10 kg

**POUZE
45 990 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
Bioer TC-EA	GeneTouch termocyklér	98 900,-	45 990,-

DIGITÁLNÍ SEMI-MIKRO VÁHY NEJVYŠŠÍ TŘÍDY S ROZLIŠENÍM 0,01 MG / 0,1 MG

- Mikroprocesorové ovládání s barevným LCD displejem
- Interní kalibrace
- Váživost do 220 g / 102 g
- GLP, GMP protokoly
- Přesnost ±0,01 mg
- Linearita 0,08 mg
- Reprodukovatelnost 0,02 mg
- Doba ustálení do 4 s
- Možnost doplnění o integrovaný ionizátor (ION model)
- LCD displej s nastavitelným kontrastem
- Možnost doplnění o BEL tablet systém (USB nebo Bluetooth)
- Seriový port RS232
- Napájení adaptér 230V / 24V–500mA

**POUZE
32 990 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
BL0449	HPB-22105Di	59 990,-	32 990,-

AUTOMATICKÝ FLUORESCENČNÍ POČÍTAČ KVASINEK LUNA-II YF

- Ideální řešení pro pivovarnictví a vinařství
- Plně automatické stanovení počtu kvasinek a viability
- Duální značení pomocí akrydinové oranže nebo fluorescein diacetátu a propidium iodidu
- Excitace pomocí LED o vlnové délce 470 ±20 nm
- Emisní filtry o vlnové délce 525 ±25 a 600 nm
- Rychlost měření do 15 s
- Velmi malá spotřeba vzorku, pouhých 12 µl na jedno měření
- Rozsah měřených koncentrací 5 × 10⁴ – 1 × 10⁷ buněk/ml
- Velikost počítaných buněk 1 – 60 µm
- Barevný dotykový displej
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- USB rozhraní pro přenos dat
- Vnější rozměry š × h × v: 160 × 180 × 280 mm
- Hmotnost 1,8 kg



**POUZE
73 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
L50001	Luna II YF	109 990,-	73 990,-

INKUBOVANÁ ORBITÁLNÍ TŘEPAČKA NB-205 VČETNĚ PLATFORMY

- Vnitřní objem 28 l
- Umožňuje třepat erlenmeyerovy baňky o objemu 12 × 100 ml, 8 × 250 ml, 5 × 500 ml
- Možnost univerzálního držáku nádob a zkumavek nebo destiček
- Teplotní rozsah okolní: teplota +5 °C do +65 °C
- V nabídce také chlazené verze včetně větších třepaných objemů
- Časovač 1 min. – 48 hodin nebo kontinuální čas
- Rozsah třepání od 30 – 300 rpm, kruhový pohyb (orbit 22 mm)
- Přesnost ±0,1 °C při 37 °C, nastavení po 0,1 °C
- Vnější rozměry š × h × v: 285 × 400 × 290 mm
- Hmotnost 13 kg
- Teplotní uniformita ±0,25 °C



**POUZE
29 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
NB205	Inkubovaná třepačka	39 990,-	29 990,-

LABORATORNÍ CHLAZENÝ INKUBÁTOR S TŘEPÁNÍM NEBO BEZ TŘEPÁNÍ VČETNĚ JEDNOHO BLOKU PRO ELISA DESTIČKU, NEBO 54 × 0,5 ML NEBO 24 × 15 MM

- Chlazené laboratorní inkubátory a třepačky s velmi širokým způsobem použití
- Rozsah nastavení teplot od -10 °C / 0 °C až do +105 °C
- Rozsah třepání od 300 – 1500 rpm
- Velmi přesné třepání v nastaveném rozsahu
- Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
- Velká stabilita přístroje
- Možnost dokoupení dalších bloků od 96 × 0,2 ml až po 40 × 2,0 ml
- Přesnost nastavení a regulace teploty ±0,1 °C
- Váha přístroje 3,3 kg / 8,5 kg
- Rozměry š × h × v: 300 × 200 × 160 mm



OD 7 500 Kč

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
CHB-202	Chlazený termoblok	12 700,-	7 500,-
MB-102	Chlazený a třepaný termoblok	29 200,-	15 000,-

JEDNOBLOKOVÁ CHLAZENÁ DIGITÁLNÍ SUCHÁ LÁZEŇ ŘADY MINI-C -10 °C / +100 °C VČETNĚ BLOKU 15 × 1,5 ML MIKROZKUMAVKY

- Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací nejen v molekulární biologii
- Rozsah teploty: -10 °C až +100 °C
- Nastavení času 0–9999 min.
- Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
- Nastavení teploty po 0,1 °C, uniformita ±0,5 °C, komora z nerezové oceli
- Včetně insert bločku 15 × 1,5 ml
- Rozměry š × h × v: 80 × 150 × 95 mm
- Hmotnost 1 kg

**POUZE
8 990 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
Mini-C100	Chlazený termoblok	16 490,-	8 990,-

DVOUBLOKOVÁ DIGITÁLNÍ SUCHÁ LÁZEŇ ŘADY DKT-200 RT +5 °C / +150 °C VČETNĚ BLOKU 42 × 0,5 ML A 48 × 0,2 ML

- Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací nejen v molekulární biologii
- Rozsah teploty: okolí +5 °C až +150 °C
- Nastavení času 0–100 hod.
- Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
- Nastavení teploty po 0,1 °C, uniformita ±0,2 °C, komora z nerezové oceli
- Včetně insert bločků 42 × 0,5 ml a 48 × 0,2 ml
- Rozměry š × h × v: 220 × 230 × 95 mm
- Hmotnost 2,2 kg

**POUZE
7 990 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
DKT200-2	Duální nechlazený termoblok	13 900,-	7 990,-

DVOUBLOKOVÁ DIGITÁLNÍ SUCHÁ LÁZEŇ ŘADY D1302 RT +5 °C / +150 °C VČETNĚ BLOKU 42 × 0,5 ML A 48 × 0,2 ML (ZDARMA BLOK 96JAMKOVÁ DESTIČKA)

- Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací nejen v molekulární biologii
- Rozsah teploty: okolí +5 °C až +150 °C
- Nastavení času 0–100 hod.
- Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
- Nastavení teploty po 0,1 °C, uniformita ±0,2 °C, komora z nerezové oceli
- Včetně insert bločků 42 × 0,5 ml a 48 × 0,2 ml
- Rozměry š × h × v: 220 × 230 × 95 mm
- Hmotnost 2,2 kg

**POUZE
9 990 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
D1302	Duální nechlazený termoblok	13 900,-	9 990,-

JEDNOBLOKOVÁ DIGITÁLNÍ SUCHÁ LÁZEŇ ŘADY MINI-ACCUBLOCK RT +5 °C / +100 °C VČETNĚ BLOKU 12 × 1,5 ML

- Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací nejen v molekulární biologii
- Rozsah teploty: okolí +5 °C až +100 °C
- Nastavení času 0–20 hod.
- Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
- Nastavení teploty po 0,1 °C, uniformita ±0,2 °C, komora z nerezové oceli
- Včetně insert bloku 12 × 1,5 ml
- Rozměry š × h × v: 140 × 120 × 60 mm
- Hmotnost 1,3 kg

**POUZE
5 000 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
D1302	Duální nechlazený termoblok	7 500,-	5 000,-

NECHLAZENÁ DESTIČKOVÁ CENTRIFUGA S ROTOREM 2 × 96-WELL

- Pro centrifugování až 4 kusů standardních nebo 2 kusů „deep well“ destiček
- Maximální rychlost 500 – 2000 ot./min
- Automatické otevření víka po skončení stáčení
- Možnost krátkého stočení (Short Spin)
- Maximální přetížení 500 xg
- Nastavení času v rozpětí 15 vteřin až 99 minut nebo kontinuální chod
- Váha 10 kg
- Vnější rozměry š × h × v: 330 × 370 × 175 mm



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
C16000	HW2	14 990,-	7 990,-

NECHLAZENÁ UNIVERZÁLNÍ CENTRIFUGA S ROTOREM 6 × 15 ML

- Maximální počet zkumavek 6 × 15 ml
- Včetně adaptérů 10 ml, 7 ml a 5 ml
- Maximální rychlost v rozmezí 300 až 5000 rpm
- Maximální přetížení 2 500 xg
- Nastavení času v rozpětí 15 vteřin až 99 minut nebo kontinuální chod
- Váha 4,5 kg
- Vnější rozměry š × h × v: 212 × 270 × 158 mm



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
C12000	HW6M	9 990,-	4 990,-

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ CENTRIFUGA HW56 (8500 RPM) VČETNĚ KOMBINOVANÉHO ROTORU 12 × 0,5 ML + 12 × 1,5 ML + 4 × 8 × 0,2 ML

- Maximální rychlost v rozmezí 500 až 8500 rpm
- Maximální zrychlení v rozmezí až 4850 xg
- Časovač 15 vteřin až 99 minut
- Mikroprocesorová PID digitální kontrola s LCD displejem
- Včetně kombinovaného rotoru 12 × 1,5 / 2,0 ml, 12 × 0,5 ml a stripy 2 × 8 × 0,2 ml
- Váha 4,3 kg
- Velmi tichý chod
- Vnější rozměry š × h × v: 212 × 270 × 158 mm



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
C10000	HW56	9 990,-	4 990,-

UNIVERZÁLNÍ CENTRIFUGA S ROTOREM 6 × 15 ML

- Maximální počet zkumavek 6 × 15 ml
- Včetně adaptérů 10 ml, 7 ml a 5 ml
- Maximální rychlost v rozmezí 300 až 6500 rpm
- Maximální přetížení 4 000 xg
- Nastavení času v rozpětí 5 minut až 30 minut nebo kontinuální chod
- Váha 4,5 kg
- Vnější rozměry š × h × v: 210 × 180 × 240 mm



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
C0060	Spectrafuge 6C	18 990,-	9 990,-

VYSOKOOTÁČKOVÁ NECHLAZENÁ PCR CENTRIFUGA 14 000 RPM / 16 000 XG

- Maximální počet zkumavek 18 × 1,5/2,0 ml
- Maximální rychlost 14 000 rpm
- Maximální přetížení 16 000 xg
- Dosažení maximálního zrychlení do 13 vteřin
- Zastavení z maximálních otáček do 12 vteřin
- Nastavení času v rozpětí 1 min až 30 minut
- Včetně adaptérů na 0,5 a 0,2 ml
- Vnější rozměry š × h × v: 210 × 230 × 193 mm
- Váha 4,5 kg



**POUZE
13 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
C0160	Spectrafuge 16M	22 900,-	13 990,-

TŘEPAČKA VORTEX-MIXER MX-S

- Maximální stavitelné otáčky 0 – 3000 rpm,
- Včetně nástavce pro až 30 mm zkumavky
- Spuštění po přiložení zkumavky nebo kontinuální chod
- Příslušenství ve formě držáku na třepání 96jamkových destiček
- Orbit 4,5 mm
- Velmi vysoká stabilita
- Rozměry š × h × v: 14 × 16 × 13 cm
- váha: 2,2 kg



**POUZE
1 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
S0200	VX-200	4 490,-	1 990,-

VORTEX MIXER MX-E

- Maximální fixní otáčky 3000 rpm
- Včetně kombinovaného nástavce pro různé zkumavky
- Automatické spuštění po vložení zkumavky
- Kompaktní rozměry: 133 × 133 × 80 mm
- Hmotnost 1 kg



**POUZE
990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
825100030000	MX-E	2 500,-	990,-

MAGNETICKÁ MÍCHAČKA BEZ OHŘEVU MS-PB

- Rozsah otáček 0 – 1500 rpm
- Pracovní plocha 135 mm
- Maximální objem míchaného roztoku 3 l
- Analogové ovládání
- Vnější rozměry š × h × v: 150 × 260 × 80 mm
- Váha 1,8 kg



**POUZE
1 490 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
861520230000	MS-PB	3 300,-	1 490,-

MAGNETICKÁ MÍCHAČKA BEZ OHŘEVU MINIP-25

- Rozsah otáček 0 – 2500 rpm
- Pracovní plocha 90 mm
- Maximální objem míchaného roztoku 1 l
- Vnější rozměry š × h × v: 110 × 110 × 70 mm



**POUZE
1 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
MINIP-25	Magnetická míchačka	2 990,-	1 990,-

TRINOKULÁRNÍ BIOLOGICKÝ MIKROSKOP BIO3T-PL

- Kvalitní objektivy 4x, 10x, 20x a 100x (imerzní)
- Trinokulární hlava
- Dva okuláry 10x20 mm, s dioptrickou korekcí
- Možnost, 3, 5 a 16 Mpix HDCE barevné kamery
- Abbého kondenzor N.A. 1,25
- Iluminace halogenovou 30W lampou
- Revolverová hlavice pro 5 objektivů
- Otočná hlava o 360°
- Rozteč očních pupil 55-75 mm
- Stůl (135x125 mm) posuvný ve dvou osách
- Koaxiální jemné a hrubé zaostřování



**POUZE
9 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
BI03T-PL	Trinokulární mikroskop	18 990,-	9 990,-

STOLNÍ LABORATORNÍ PH METR / PH METR S MAGNETICKOU MÍCHAČKOU

- Laboratorní digitální stolní pH metr / měření REDOX a ISE
- Možno ve variantě s magnetickou míchačkou
- Podsvícený velkoplošný displej
- Tříbodová kalibrace včetně pufrů pH4, pH7 a pH10
- Včetně sondy, teplotní sondy a stojánku
- Přesnost ±0,01 pH
- Automatická nebo manuální teplotní kompenzace
- Paměť až na 64 měření
- Připojení USB včetně kabelu
- Rozsah měření -2,00-16,00 pH
- Teplotní rozpětí 0-105 °C



OD 4 500 Kč

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
PL-700PV	pH Metr	9 900,-	4 500,-
PL-700PVS	pH metr včetně magnetické míchačky	11 900,-	5 500,-

3D TŘEPAČKA S JEDNODUCHOU PLATFORMOU

- Univerzální 3D třepačka
- Výkyv 9°
- Digitální LCD displej pro čas a rychlost
- Maximální zatížení 5 kg
- Časovač 0-1199 min. nebo kontinuální čas
- Jednoduchá platforma; 35x30 cm
- Rychlost 10-70 výkyvů za min
- Vnější rozměry š x h x v: 360x430x106 mm
- Hmotnost 9 kg



**POUZE
7 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
834220219999	SK-D3309-Pro	14 990,-	7 990,-

VYSOKOKAPACITNÍ ORBITÁLNÍ TŘEPAČKA VČETNĚ PLATFORMY

- Multifunkční orbitální třepačka
- Maximální kapacita 28x125 ml, 20x250 ml, 10x500 ml a 5x2000 ml
- Rychlost 20-300 rpm
- Digitální LCD displej pro čas a rychlost
- Časovač 0-99 min. nebo kontinuální čas
- Univerzální platforma se samolepící podložkou
- Vnější rozměry š x h x v: 389x427x158 mm
- Hmotnost 20,9 kg



**POUZE
25 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
S2040-1900+ S2040-12	Orbit 1900	45 990,-	25 990,-

UNIVERZÁLNÍ ORBITÁLNÍ TŘEPAČKA VČETNĚ PLATFORMY

- Multifunkční orbitální třepačka
- Maximální zatížení 3 kg
- Rychlost 50–350 rpm resp. 50–300 rpm
- Digitální LCD displej pro čas a rychlost
- Časovač 0–100 hod. nebo kontinuální čas
- Univerzální platforma se samolepící podložkou
- Vnější rozměry š × h × v: 284 × 264 × 108 mm
- Hmotnost 5,6 kg



**POUZE
7 500 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
GS-10	Orbitální třepačka 50–350 rpm.	13 500,-	7 500,-
GS-20	Orbitální třepačka 50–300 rpm.	13 500,-	7 500,-

TŘEPAČKA ROLOVACÍ S KYMÁCIVÝM POHYBEM MX-T6-S

- Pohyb rolovací a kymácivý
- Otáčky 0–70 rpm
- Rotace 0–360°
- 6 válců
- Maximální zatížení 4 kg
- Velmi tichý chod
- Délka válců 280 mm
- Rozměry š × h × v: 450 × 260 × 120 mm
- Hmotnost 4 kg




**POUZE
3 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
823222219909	MX-T6-S	8 990,-	3 990,-

HORIZONTÁLNÍ ELEKTROFORÉZA SUB-CELL GT CELL PRO SEPARACI NUKLEOVÝ KYSELIN

- Velikost gelu 15 × 25 cm,
- Maximální objem pufru 1 l
- Maximální počet vzorků 120
- UV transparentní materiál
- Včetně nalévací vaničky a hřebenu
- Hřebeny 15 a 20 jamek



**POUZE
9 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
17004484	Sub-Cell GT BioRad	21 700,-	9 990,-

HORIZONTÁLNÍ ELEKTROFORÉZA ENDURO 10.10 PRO SEPARACI NUKLEOVÝ KYSELIN

- Velikost gelu 10 × 10 cm,
- Maximální objem pufru 300 ml
- Maximální počet vzorků 100
- UV transparentní materiál
- Včetně nalévací vaničky a hřebenu
- 2 × hřebeny 10 jamek



**POUZE
4 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
E1010-10	Enduro 10,10 Labnet	7 990,-	4 990,-

NAPĚŤOVÝ ZDROJ CONSORT EV1450

- Rozsah napětí 1–400 V (po 1 V)
- Proudový rozsah 1–500 mA (po 1 mA)
- Programování v 9 krocích / až 9 programů
- Připojení pro čtyři elektroforézy
- Výstupní výkon maximálně 50 W (po 1 W)
- Časové nastavení 1–5999 min. nebo kontinuální čas

**POUZE
8 990 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
EV1450	Napěťový zdroj 400 V pro 4 elektroforézy	13 720,-	8 990,-

NAPĚŤOVÝ ZDROJ LABNET ENDURO 300V

- Rozsah napětí 0–300 V (po 1 V)
- Proudový rozsah 0–500 mA (po 1 mA)
- Připojení pro čtyři elektroforézy
- Výstupní výkon maximálně 0–90W (po 1 W)
- Časové nastavení 1–9999 min. nebo kontinuální čas

**POUZE
7 490 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
E0303-230V	Napěťový zdroj 300 V pro 4 elektroforézy	11 990,-	7 490,-

SADA 6 JEDNOKANÁLOVÝCH PIPET ŘADY „P SERIES“ VČETNĚ OTOČNÉHO STOJÁNKU

- Sada obsahuje 6 plně autoklávovatelné pipety s nastavitelnými objemy:
- 0,1–1 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl a 6místný otočný stojánek
- Plně autoklávovatelné na 121 °C
- Tyto pipety mají vylepšenou ergonomii, včetně háčku na prst
- Nabízí se v plně škále objemů od 0,1 µl až po 10 000 µl
- 4pozicový displej
- Zvýšená odolnost proti UV
- Uzamykání pipety
- Možnost jednoduché kalibrace uživatelem
- Vysoká přesnost a reproducibilita
- Možnost barevného rozlišení objemů

**POUZE
7 490 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
P-Series 6 Pack	Sada 6 pipet včetně otočného karuselu	13 990,-	7 490,-

SADA 4 JEDNOKANÁLOVÝCH PIPET ŘADY „BIOPETTE PLUS“

- Vylepšená ergonomie
- Souprava obsahuje 0,5–10 µl, 2–20 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl, otočný stojánek, 3 balení špiček
- Plně autoklávovatelné
- Duální nastavení se zámkem
- Nastavitelná výška kónusu – kompatibilita se všemi typy špiček
- Možnost kalibrace uživatelem
- Vysoká přesnost a reproducibilita
- Zvýšená odolnost proti UV
- 3letá záruka

**POUZE
8 990 Kč**



název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
P3942-SK4	Sada 4 pipet včetně otočného karuselu	14 990,-	8 990,-

JEDNOTLIVÉ JEDNOKANÁLOVÉ PIPETY ŘADY „BIOPETTE PLUS“

- Vylepšená ergonomie
- Plně autoklávovatelné
- Duální nastavení se zámekem
- Nastavitelná výška kónusu – kompatibilita se všemi typy špiček
- Možnost kalibrace uživatelem
- Vysoká přesnost a reproducibilita
- Zvýšená odolnost proti UV
- 3letá záruka



**POUZE
1 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
P3942-20	Jednokanálová pipeta 2–20 µl	3 990,-	1 990,-
P3942-100	Jednokanálová pipeta 10–100 µl	3 990,-	1 990,-

VÍCEKANÁLOVÁ PIPETA ŘADY „BIOPETTE PLUS“

- Vylepšená ergonomie
- Plně autoklávovatelné
- Duální nastavení se zámekem
- Nastavitelná výška kónusu – kompatibilita se všemi typy špiček
- Možnost kalibrace uživatelem
- Vysoká přesnost a reproducibilita
- Zvýšená odolnost proti UV
- 3letá záruka



**POUZE
7 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
P4812-50	Vícekanálová pipeta 5–50 µl	13 000,-	7 990,-

MECHANICKÝ OPAKOVACÍ DÁVKOVAČ LABPETTE R

- Rozsah objemů 1–5000 µl
- Krok dávkování 1 µl
- Počet kroků 1–48
- Možnost použití nástavců od jiných výrobců



**POUZE
2 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
P3000	Dávkovač LabPette R	7 500,-	2 990,-

ELEKTRONICKÝ OPAKOVACÍ DÁVKOVAČ MULTIPETTE E3 EPPENDORF

- Rozsah objemů 1–50 ml
- Krok dávkování 1/100 objemu nástavce
- Automatická detekce nástavce
- Ergonomický tvar
- Včetně dobíjecího adaptéru a sady nástavců



**POUZE
9 990 Kč**

název produktu

Kat. číslo	Produkt	Původní cena (Kč)	Nová cena (Kč)
4987000010	Dávkovač Multipette E3	15 400,-	9 990,-



Uvedené ceny jsou bez DPH. Platí do vyprodání zásob.